

Apap Thermal, plaster rozgrzewający, 1 sztuka



Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	plaster rozgrzewający
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Apap Thermal, plaster rozgrzewający, jednorazowego użytku. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. W skuteczny i naturalny sposób rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosząc rozgrzewającą ulgę w bólach pleców, mięśni i stawów. Efekt rozgrzewający trwa do 8 godzin. Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 13 roku życia.

Zastosowanie

Bóle pleców, mięśni i stawów.

Sposób użycia

- Otworzyć saszetkę, przerywając ją wzdłuż linii nacięcia (nie przecinać). Usunąć folię zabezpieczającą z tylnej części plastra rozgrzewającego i przykleić na suchą i czystą skórę w bolącym miejscu.
- Plaster rozgrzewający nagrzewa się stopniowo, osiągając maksymalną temperaturę po około 30 minutach. Plaster rozgrzewający aktywuje się przez kontakt z powietrzem - dopóki nie jesteś przygotowany na zastosowanie plastra, nie otwieraj saszetki.
- Nakładać bezpośrednio na skórę.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (min. 3°C, max. 30°C).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy przestrzegać instrukcji i często obserwować działanie plastra.
- Aby zapobiec ryzyku oparzeń: należy umożliwić przepływ powietrza nad plasterem rozgrzewającym i nie uciskać, na przykład kładąc się lub siadając na plasterze lub nakładając przylegające ubrania na plaster rozgrzewający. Jeśli plaster rozgrzewający

stanie się nieprzyjemnie gorący lub pojawi się wysypka, należy natychmiast przerwać jego stosowanie. Należy przerwać stosowanie plastrów i poradzić się lekarza, jeśli po 7 dniach ból nasili się lub nie zmieni, gdyż może to być objawem poważniejszej choroby. Plaster rozgrzewający należy stosować pod uważnym nadzorem w przypadku stosowania przez osoby, które nie są w stanie same usunąć plastra, takich jak osoby w podeszłym wieku lub osoby niepełnosprawne.

- Przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w następujących przypadkach: zaburzenia krążenia lub choroba serca, cukrzyca, uszkodzenie nerwów lub zaburzenie czucia, choroby skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, ciąża.
- Nie należy stosować plastra rozgrzewającego u dzieci do 12 roku życia. Stosować plastra rozgrzewającego w czasie snu. Stosować przez okres dłuższy niż 8 godzin w ciągu 24 godzin. Stosować plastra rozgrzewającego w okolicy, w której występuje zaczerwienienie lub stan zapalny, oraz na uszkodzoną/zasinioną lub podrażnioną skórę. Stosować na obszary ciała pozbawione odczuwania gorąca. Stosować plastra rozgrzewającego wraz z innymi kremami, środkami do nacierania lub płynami do stosowania na skórę oraz z innymi źródłami ciepła lub w ich pobliżu. Stosować u osób obłożnie chorych lub u których występuje skłonność do powstawania owrzodzeń skóry. Spalać plastra rozgrzewającego. Zgniatać plastra rozgrzewającego - w ciągu kilku minut dochodzi do uwolnienia ciepła. Przecinać lub przerywać plastra rozgrzewającego. Wkładać do kuchenki mikrofalowej lub próbować ponownie nagrzać plaster rozgrzewający. Moczyć plastra rozgrzewającego w wodzie lub innych płynach.
- Po usunięciu plastra może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry. Jeśli po kilku godzinach zaczerwienienie skóry nadal utrzymuje się, należy zaprzestać stosowania plastrów rozgrzewających, dopóki zaczerwienienie całkowicie nie ustąpi. Składniki plastra rozgrzewającego mogą być szkodliwe, jeśli zostaną połknięte lub zetkną się bezpośrednio ze skórą lub oczami. W przypadku połknięcia należy przepłukać usta wodą. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast opłukać te okolice wodą. W obu przypadkach należy poradzić się lekarza.

Dodatkowe informacje

Usuwać do domowych pojemników na odpady.