

Nexcare Cold Hot Mini Zimno-ciepły, okład wielokrotnego użytku, 1 sztuka



Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	okład
Producent	3M POLAND SP Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Nexcare Cold Hot Mini Zimno-ciepły, okład wielokrotnego użytku, to naturalny sposób na walkę z bólem. sprawdzi się dla osób preferujących naturalne, niefarmakologiczne metody terapii. Jest bezpieczny, nietoksyczny.

- Użyty na zimno: pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny, ból.
- Użyty na ciepło: pomaga zmniejszyć skurcze mięśni i ból, uspakaja i relaksuje.

Zastosowanie

- Terapia zimnem: ból zęba, krwotok z nosa, opuchnięcie po wkluciu oraz ukąszeniu przez owady, ostre urazy: siniaki, skręcenia, drobne guzy. Gorączka (nie obniża temperatury ciała).
- Terapia ciepłem: zapalenie zatok, ogrzewanie dłoni, zapalenie stawów nadgarstka z wyłączeniem ostrej fazy zapalnej.

Sposób użycia

Terapia zimnem: przechowywać w lodówce lub zamrażarce przez co najmniej 2 godziny przed użyciem. Zawsze umieszczaj okład w załączonym pokrowcu lub czystym ręczniku, gdy nakładasz na skórę. Przyłóż okład, nie dłużej niż 20 minut, następnie odczekaj 20 min przed kolejnym nałożeniem.

Terapia ciepłem:

- gorąca woda: zagotuj wodę, ściągnij ją ze źródła ciepła. Zanurz okład żelowy na 60 sekund. Wyjmij ostrożnie i ugnieć aby rozprzecznić ciepło równomiernie.
- kuchenka mikrofalowa: położony na płasko okład nastaw na moc grzania 640 W i podgrzej 20 sekund. Wyjmij ostrożnie i ugnieć aby rozprzecznić ciepło równomiernie.

Zawsze umieszczaj okład w załączonym pokrowcu lub czystym ręczniku, gdy nakładasz na skórę. Przyłóż okład na bolące miejsce do

momentu odczucia dyskomfortu. Po osiągnięciu temperatury pokojowej użycie okładu wymaga ponownego ogrzania.

Dodatkowe informacje

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją załączoną do opakowania.