

Apteo Kompresy niejałowe z gazy 10 cm x 10 cm, 100 sztuk



Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 sztuk
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Zastosowanie

- Bezpośrednie opatrywanie zranionej skóry.
- Uciskanie lub absorpcja wysięków.
- Jako wyrób chirurgiczny inwazyjny do krótkotrwałego użytku.

Skład

Kompresy z gazy 17-nitkowej, 100% bawełny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji.

Dodatkowe informacje

- Kompresów nie należy stosować w polu operacyjnym.
- Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną wg normy EN-ISO 17665-1.
- W celu sterylizacji wyrób należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzić w sterylizatorach parowych w temperaturze 121 °C – czas ekspozycji 20 minut, lub w temperaturze 134 °C – czas ekspozycji 10 minut.