


## Criorectum Protect, 10 czopków doodbytniczych



Cena: 21,00 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 czopków doodbytniczych
Producent	ABRH PLUS
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Criorectum Protect w wyrób medyczny w postaci czopków doodbytniczych. Czopki doodbytnicze działają dwufazowo: W pierwszej fazie likwidują obrzęki, krwawienia i usmierzają ból, druga faza wspomaga gojenie chorobowo zmienionej tkanki.

#### Zastosowanie

Do miejscowego leczenia hemoroidów o różnym stopniu zaawansowania, a także innych dolegliwości, w tym np. uszkodzeń śluzówki odbytnicy.

#### Sposób użycia

Przed zastosowaniem czopki należy zamrozić w zamrażalniku lodówki w temp. -10 do -25 stopni Celsjusza. Czas zamrażania min. 1 godzina. Stosować doodbytniczo, niezwłocznie po wyciągnięciu z zamrażalnika, 1 czopek 2 razy dziennie, przez okres 5 dni. Blister z czopkami przed zamrożeniem należy wstrząsnąć, aby upłynnić masę polimerową, a następnie zamrozić w pozycji pionowej, ostrzem czopka do dołu.

#### Skład

Woda, VIVAPUR MCG 811P.

#### Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

- Bezpośrednio po aplikacji może wystąpić nieznaczny dyskomfort, związany z aplikacją zamrożonego czopka. Odczucie mija po kilkunastu sekundach.