

Domowe Laboratorium Pink DUO 2 testy ciążowe, strumieniowy + płytkowy



Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	2 szt.
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test ciążowy płytkowy to szybki i łatwy test diagnostyczny, który wykorzystuje specjalne płytki z antygenami ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Jest to hormon, który jest wydzielany przez organizm kobiety w ciąży.

Test ciążowy płytkowy jest jednym z najczęściej stosowanych testów diagnostycznych, ponieważ jest łatwy w użyciu i daje szybkie wyniki. Jednakże, jak każdy test diagnostyczny, nie jest on w 100% skuteczny i może czasami dawać fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki. W takim przypadku zaleca się powtórzenie testu po kilku dniach lub skonsultowanie się z lekarzem.

Zastosowanie

Test ciążowy Pink Duo służy do potwierdzenia ciąży u kobiet. Test wykrywa obecność hormonu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu, który jest wytwarzany przez organizm kobiety w ciąży.

Sposób użycia

Aby przeprowadzić test płytkowy, należy na płytkę testową nanieść kilka kropel moczu, a następnie odczekać określony czas. Jeśli w moczu występuje hCG, to związek ten zwiąże się z antygenami na płytkach testowych, co spowoduje zmianę koloru paska. Wynik testu odczytuje się po około 5-10 minutach.

Przechowywanie

Test ciążowy powinien być przechowywany w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-30 stopni Celsjusza), z dala od światła słonecznego, wilgoci i źródeł ciepła.

Należy unikać przechowywania testu w miejscach, gdzie jest narażony na wilgoć, np. w łazience. Najlepiej przechowywać go w oryginalnym opakowaniu, które zabezpiecza test przed wpływem czynników zewnętrznych.

Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.