

Strep A'kert Szybki test z wymazu z gardła do wykrywania anginy bakteryjnej, 1 sztuka



Cena: 40,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Strep A'kert, wyrób medyczny do samokontroli. Szybki test immunodiagnostyczny do wykrywania paciorkowca grupy A (*Streptococcus pyogenes*) w infekcji gardła. Test powinien być wykonany w przypadku objawów infekcji gardła, takich jak: czerwone i opuchnięte gardło lub migdałki, powiększone węzły chłonne, bóle mięśni, ból głowy, nudności, wymioty, biegunka lub apatia.

- Wynik negatywny: oznacza, że w próbce wymazu z gardła nie wykryto Strep A lub ilość bakterii nie była wystarczająco skoncentrowana, aby można je było wykryć.
- Wynik pozytywny: oznacza, że w próbce wymazu z gardła wykryto Strep A. Wskazana jest konsultacja z lekarzem.
- Wynik nieważny: wynik testu jest nieważny i powinien być powtórzony z użyciem nowego testu oraz nowej próbki wymazu z gardła.

Zastosowanie

Test do wykrywania anginy bakteryjnej.

Sposób użycia

Przed wykonaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Przechowywanie

- W temperaturze od 4°C do 30°C. Nie zamrażać.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
- Wynik testu jest wiarygodny tylko wówczas, gdy instrukcja jest ściśle przestrzegana. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czasu odczytu wyniku testu oraz pobierania i ekstrakcji próbki z wymazu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności (termin podany na opakowaniu) oraz w przypadku, gdy opakowanie testu jest uszkodzone.

- Test jedнокrotnego użytku.
- Po użyciu wszystkie elementy mogą zostać wyrzucone.
- Nie należy używać u dzieci poniżej 2 roku życia.
- Jeżeli płynne roztwory zetkną się z oczami, skórą lub inną błoną śluzową - należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Nie połykaj płynnego roztworu ani innych części zawartych w opakowaniu. Jeżeli zostaną połknięte - natychmiast udaj się po pomoc medyczną, zabierz ze sobą pozostałe części zawarte w opakowaniu oraz instrukcję użytkowania.