

Hysan, aerozol do nosa, 20 ml



Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Hysan, nawilżający aerozol do nosa zawierający wysokiej jakości kwas hialuronowy. Długotrwale ułatwia swobodne oddychanie przez nos i jego oczyszczanie.

Zastosowanie

- Nawilżenie śluzówki nosa.
- Wspomagająco przy nieżycie nosa.

Sposób użycia

- Zazwyczaj aerozol stosuje się 3 razy dziennie rozpylając po 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego, jednakże można go stosować także częściej. Brak ograniczeń odnośnie do okresu stosowania.
- Zdjąć nasadkę z dozownika. Przycisnąć dozownik do momentu aktywacji rozpylania roztworu (zazwyczaj 1-2 razy).
- Otwór dozownika wprowadzić do otworu nosowego i przycisnąć jeden raz dozownik wykonując przy tym lekki wdech.
- W zależności od potrzeb rozpylać kilka razy dziennie 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego. Wyrzeć dozownik po każdym użyciu i nałożyć nasadkę.
- Aerozol powinien być używany tylko przez jedną osobę ze względów higienicznych.

Skład

Hialuronian sodu 0,04%, chlorek sodu, bufor fosforanowy, woda.

Dodatkowe informacje

- Nie zawiera środków konserwujących.
- Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

- Nie należy stosować aerozolu do nosa Hysan w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. świądu, zaczerwienienia). Objawy te zazwyczaj szybko ustępują po przerwaniu stosowania.