

Protefix, podściółki mocujące do żuchwy, 30 sztuk



Cena: 22,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 sztuk
Postać	podściółki
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Protefix, podściółki mocujące do żuchwy, przeznaczone do mocowania protezy całkowitej. Pewnie mocują, chronią przed uciskiem.

Sposób użycia

- Podściółkę zwilżyć i nałożyć jak opisano w sposobie użycia dla protezy szczęki.
- Podściółkę docisnąć palcem do zagłębienia żuchwowego protezy (zaczynając od środka), aż będzie w każdym miejscu gładko przylegała.

Składniki

Alginian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe.