

Softeye Gel, żel do oczu, 0,4 ml x 20 pojemników jednodawkowych



Cena: 25,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	0,4 ml x 20 pojemników jednodawkowych
Postać	żel do oczu
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Zastosowanie

- Łagodzenie objawów dyskomfortu oczu, wywołanego przez noszenie soczewek kontaktowych,
- Rany, otarcia powierzchni oka powodowanych przez zdarzenia związane w wystąpieniem urazu i po operacjach oka.

Sposób użycia

- 1 kroplę żelu wprowadzić do worka spojówkowego 4 razy na dobę, chyba że lekarz zaleci inaczej.
- Przed użyciem umyć lub zdezynfekować ręce. Pojemnik jednodawkowy nie powinien być naruszony. Oderwać pojemnik jednodawkowy od paska, a następnie wstrząsnąć trzymając za jego dolną część. Otworzyć odkręcając i pociągając za kapsel. Wprowadzając żel do oka unikać dotykania końcówką pojemnika z żelem powierzchni oka i wszelkich powierzchni.

Skład

Hialuronian sodu, guma ksantanowa, chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu sześciowodny, chlorek wapnia dwuwodny, dwunastowodny fosforan disodu, jednozasadowy jednowodny fosforan sodu, cytrynian sodu, glicerol, woda oczyszczona.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 12 tygodni od otworzenia torebki aluminiowej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.