

# Softeye Net, żel do oczu. 0,4 ml x 20 pojemników jednodawkowych



Cena: 37,95 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	0,4 ml x 20 pojemników
Postać	żel do oczu
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Opis

Softeye Net, klarowny, jałowy żel do oczu bez konserwantów zawierający hialuronian sodu, gumę ksantanową i netylmycynę 0,3%. Preparat chroni powierzchnię oka podczas gojenia ran i otarć zagrożonych infekcją bakteryjną.

### Zastosowanie

Ochrona powierzchni oka podczas gojenia ran i otarć zagrożonych infekcją bakteryjną.

### Sposób użycia

- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kroplę produktu Softeye Net zakraplać do worka spojówkowego 4 razy dziennie,
- Przed zastosowaniem umyć ręce,
- Upewnić się czy pojemnik jednodawkowy nie jest naruszony i oderwać go od paska,
- Trzymając pojemnik jednodawkowy w dolnej części i potrząsnąć nim w dół,
- Przekręcając i odrywając górną część otworzyć,
- Unikając dotykania oka lub jakiegokolwiek innej powierzchni końcówką pojemnika zaaplikować Softeye Net,
- Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 12 tygodni od otwarcia torebki aluminiowej.

### Skład

Hialuronian sodu, guma ksantanowa, netylmycyna 0,3%, dwunastowodny wodorofosforan disodu, jednozasadowy jednowodny fosforan sodu, woda oczyszczona, cytrynian sodu.

### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 12 tygodni od otwarcia torebki aluminiowej.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

### Dodatkowe informacje

Nie zawiera konserwantów.