

Sutricon Q, silikonowy spray z kwercetyna do pielęgnacji blizn, 100 ml



Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	spray
Producent	VERCO
Rejestracja	kosmetyk
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu

Sutricon Q, silikonowy spray z kwercetyna do pielęgnacji blizn to specjalistyczny preparat do postępowania estetycznego we wszystkich rodzajach blizn. Kombinacja aktywnych składników zapewnia optymalne nawilżenie i wzmocnienie procesów naprawczych skóry, a unikalna formuła sprayu – precyzyjną i delikatną aplikację. Sutricon Q redukuje zaczerwienienie, poprawia wygląd blizny oraz niweluje uczucie swędzenia i napięcia. Bezzapachowa, transparentna formuła sprayu zapewnia suche, matowe wykończenie, a systematyczna aplikacja połączona z delikatnym masażem zwiększa efektywność działania. Sutricon Q w postaci mgiełki równomiernie rozprawdza się na skórze, co sprzyja szybkiemu wysychaniu.

- Kwercetyna- rozjaśnia skórę oraz poprawia jej zdolności antyoksydacyjne (neutralizuje działanie wolnych rodników, dzięki temu korzystnie wpływa na skórę, łagodząc zmiany zapalne). Wpływa na elastyczność i zmiękczenie tworzącej się blizny, stymuluje syntezę kolagenu. Wspiera endogenne systemy obronne skóry, przyspieszając jej procesy odnowy.
- Silikon- tworzy na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroni bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Chroni przed transepidermalną utratą wody.
- Alantonina- wpływa na odnowę naskórka i zwiększa zdolność wiązania wody przez tkankę. Wykazuje działanie zmiękczające skórę, łagodzące oraz przeciwświądowe.

Zastosowanie

Do postępowania estetycznego we wszystkich rodzajach blizn:

- pooperacyjnych,
- pourazowych,
- poparzeniowych,

- po peelingach chemicznych,
- po zabiegach z użyciem lasera.

Składniki

Caprylyl Methicone, Butan, Dimethicone, Siloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone/Dimethicone Crosspolymer, Isobutane, Aqua, Propane, Moringa Oleifera Seed Oil, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Glycerin, Lecithin, Quercetin, Allantoin, Propanediol, Sophora Japoniec Flower Extract.

Sposób użycia

- Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem.
- Aplikować na czystą i osuszoną skórę z odległości 10-15 cm. Starannie spryskać bliznę wzdłuż jej całej długości całej długości, bez pozostawiania wolnych miejsc w obrębie blizny, w razie potrzeby rozsmarować.
- Pozostawić do wyschnięcia na okres 3-4 minut. Jeżeli spray nie wysycha lub została użyta zbyt duża ilość, należy nadmiar rozsmarować i pozostawić do wyschnięcia.
- Stosować nie rzadziej, niż 2 razy dziennie, rano i wieczorem.