

# Tlen inhalacyjny Apotheke, 14L, bezwonny



Cena: 43,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	750 ml
Producent	BIOXON LABORATORIUM SP. Z O.O.
Rejestracja	

## Opis produktu

### Opis produktu

Tlen inhalacyjny 99,5% - przenośny inhalator tlenowy

### Zastosowanie

- Jest odpowiedni dla osób z problemami układu oddechowego, niewydolnością krążenia.
- Tlen pomocny jest dla sportowców, kierowców, studentów, biznesmenów, ludzi cierpiących na bezsenność oraz z powodzeniem także stosowany w kosmetyce dla poprawy cery.

### Dawkowanie

- Zdejmij nasadkę ochronną z górnej części puszki
- Zainstaluj maskę podłączając do zaworka
- Dociśnij maskę do ust i nosa
- Wciśnij przycisk uruchamiający podczas wdechu przez 2 sekundy i zwolnij podczas wydechu
- Powtórz do 5 razy, po czym odczekaj do 10 minut przed kolejnym użyciem